

Einwegprodukte

Ihres Vertrauens



Gesamtkatalog

2020


Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.


Unter 200 € Nettowarenwert kommen pro Paket 4,90 € Versand hinzu.

Palettenversand ist innerhalb Deutschlands grundsätzlich kostenfrei.

Außerhalb Deutschland erstellen wir gerne eine Versandofferte.



Online-Shop  www.reintex.de	Versandzeit  2 4 – 48 h	kostenloser Musterversand	Paletten-Preise 	Kundenservice 
--	--	---	--	---



**Einweg-Tissue-Decke mit 4,6,10 oder 12 –Lagen
mit einer PP-Vlies Außenhülle ummantelt**



**Einweg-Soft-Decke
mit Baumwoll-Polyesterwattefüllung**



**Einweg-Vliesdecke
mit Baumwoll-Polyesterwattefüllung**

In Kürze auf einen Blick.....

Reintex-Tissue-Decke

hautfreundliches, atmungsaktives PP-Vlies
mit Tissue (Papier) gefüllt
wasserabweisend, antistatisch

Niedrige bis gute Thermoeigenschaften je nach gewählter Materialstärke

Jede Decke hygienisch foliert

Einfache Entsorgung

unsere preiswerte Einwegdecke

In Standard (190 x 110 cm) erhältlich

Farbe: weiss (nicht reinweiss)

Artikel	Größe ca.	Gewicht	VE / Stück
---------	-----------	---------	------------

RTW 190	190x110 xm	ca. 170gr	100
RTW 250	190x110 xm	ca. 250gr	80
RTW 350	190x110 xm	ca.350 gr	60
RTW 500	190x110 xm	ca. 500 gr	42



In Kürze auf einen Blick.....

Reintex-Soft-Decke

hautfreundliches, atmungsaktives, PP-Soft-Like-Baumwolle

Weiche Baumwoll-Polyesterwattefüllung

Hygienisch einwandfreies Material—kein Recyclingprodukt

besonders weich

wasserabweisend, antistatisch

gute bis sehr gute Thermoeigenschaften je nach gewählter Materialstärke

Jede Decke hygienisch vakuiert

sehr strapazierfähig

für ein plus an Komfort

In Standard (190 x 110 cm) erhältlich

Farbe: weiss

Artikel	Größe ca.	Gewicht	VE / Stück
---------	-----------	---------	------------

RUWP 400	190x110 cm	ca. 400 gr	50
-----------------	------------	------------	----

RUWP 500	190x110 cm	ca. 500 gr	40
-----------------	------------	------------	----



In Kürze auf einen Blick.....

Reintex-Komfort-Decke

hautfreundliches, atmungsaktives PP-Vlies
weiche Baumwoll-Polyesterwattefüllung
hygienisch einwandfreies Material—kein Recyclingprodukt


Gute bis sehr gute Thermoeigenschaften je nach gewählter Materialstärke
Sehr strapazierfähig

Nähte Ultrasonic verschweisst
unter Ausschluß von Sonneneinstrahlung unbegrenzt lagerfähig
in handlichem Format vakuumiertI

In Standard (190 x 110 cm) und Übergröße (150x210 cm) erhältlich
Farbe: blau

Artikel	Größe ca.	Gewicht	VE / Stück
---------	-----------	---------	------------

RUB 200	190x110 xm	ca. 190gr.	96
RUB 300	190x110 xm	ca.300gr.	50
RUB 400	190x110 xm	ca. 400gr.	40
RUB 500	190x110 xm	ca. 500gr	36
RUB 600	190x110 xm	ca. 600gr	30
RUB 700	190x110 xm	ca. 700gr.	28
RUB 500 XL	150x210 cm	ca. 500gr.	40



Rettungsdecke

für Erwachsenen geeignet

Gold-Silber Folie, reflektiert bis zu 85% der Körperwärme

Schutz vor Auskühlung bzw. Unterkühlung und als Hitzeschutz

Kälteschutz:: Silberseite weist zum Körper (Patient einwickeln)

Hitzeschutz: Silberseite weist vom Körper weg (Decke locker über den Patienten legen).

Artikel	Größe ca.	Gewicht	VE / Stück
---------	-----------	---------	------------

RGS	210 x 160 cm	ca.	200
-----	--------------	-----	-----



Spezialdecke nicht entflammbar

Nicht entflammbares Material

weiche Griffigkeit

SGS zertifiziert nach der Norm von Bekleidungstextilien (Norm raussuchen)


Farbe: weiss

Artikel	Größe ca.	Gewicht	VE / Stück
---------	-----------	---------	------------


RTSF 250	190x110 cm	ca. 250gr,	80
----------	------------	------------	----

RTSF 500	190x110 cm	ca. 480 gr	40
----------	------------	------------	----





Einweg-Vlieslaken



**Einweg-Tissue-Laken
(Papier)**

Einweg-Sonderlaken



Einweg-Tragelaken Tissue (Papier)

Material: Papier und PE

Farbe: weiß

Einsatz:

Rettungs- / Krankenliege als Unterlage
Krankenhausbetten, OP unter sterilem Leintuch

Eigenschaften

Papierschicht auf der Oberseite

wasserdichte PE-Folie auf der Unterseite

hautfreundlich

geringe bis mittlere Reißfestigkeit

Artikel	Größe ca.	Innliegend	VE / Stück
---------	-----------	------------	------------

RTPTL 48 48 Fäden	80x210 cm	4 x 25 Stck	100
----------------------	-----------	-------------	-----

Artikel	Größe ca.	Innliegend	VE / Stück
---------	-----------	------------	------------

RTPTL 17 17 Fäden	100x210 cm	4 x 25 Stck	100
----------------------	------------	-------------	-----



Einweg-Tragelaken Vlies / mit Lamination

Material: PP und PE

Farbe: weiß oder blau

Einsatz:

Rettungs- / Krankenliege als Unterlage

Krankenhausbetten, OP unter sterilem Leintuch

- **mittlerer Vlies-Anteil**
- PP-Vlies auf der Oberseite
- PE-Folie auf der Unterseite
- weich
- hautfreundlich
- **mittlere-hohe Reißfestigkeit**
- **wasserdicht**

Artikel	Größe ca.	Innliegend	VE / Stück
VLWL 80	80x210 cm	9 x 20 St.	225
VLBL 80	80x210 cm	9 x 20 St.	225
VLWL 100	100x210 cm	9 x 25 St.	180
VLBL 100	100x210 cm	9 x 25 St.	180
VLWL 120	120x210 cm	6 x 19 St.	114
VLBL 120	120x210 cm	6 x 19 St.	114
VLWL 160	160x210 cm	6 x 16 St.	96
VLBL 160	160x210 cm	6 x 16 St.	96



Einweg - Transfer-Vlies-Laken / ohne Lamination

Material: PP-Vlies

Farbe: weiß / Spannlaken hellblau

Einsatz:

Rettungs- / Krankenliege als Unterlage

Eigenschaften

hoher Vlies –Anteil

weich

hautfreundlich

Hohe Reißfestigkeit

Flüssigkeitsabweisend

zum Umbetten geeignet

Artikel	Größe ca.	Vlies/m ² ca.	Innliegend
VLW 100/90	100 x 200 cm	90 gr	Einzel
VLW 100/50	100 x 210 cm	50 gr	6 x 20 Stck
VLW 160/70 *	160 x 210 cm	70 gr	12 x 5 Stck
VLW 170/70 *	170 x 240 cm	70 gr.	Einzel
VLV Spannlaken passend für Matratze 90 x 200 cm	140 x 240 cm	30 gr.	4 x 25 Stck



* reißfest bis 98 kg zertifiziert

Einweg Umbettungslaken—/ tuch / Laminiert

Material: PP-Vlies

Farbe: weiß

Einsatz: Zum Umbetten von Personen bis 210 kg zertifiziert

Eigenschaften

sehr hoher Vlies –Anteil

weich

hautfreundlich

Reißfestigkeit bis max. 210 kg

Flüssigkeitsabsorbierend bis zu 5 Liter


Absorbierender Innenkern 60x190 cm

zum Umbetten geeignet

Kein Tragetuch

Artikel	Größe	Gewicht	VE / Stück
---------	-------	---------	------------

RTUBT	100 x 220 cm	ca. 480 gr	30
-------	--------------	------------	----



Einweg - Kissen und Überzüge für Kissen, Decken und Rettungsliegen



Einweg - Kissen

Material: PP-Vlies mit Bauwoll-Polyesterwattefüllung

Farbe: weiss oder blau

Eigenschaften

sehr weich und flauschig
hautfreundlich
platzsparend vakuumiert

Artikel	Größe	Gewicht ca.	VE / Stück
---------	-------	-------------	------------


RTWK 40	40 x 40 cm	200 gr.	40
---------	------------	---------	----

RTBK 40	40 x 40 cm	200 gr.	40
---------	------------	---------	----

RTWK 60	60 x 40 cm	290 gr	25
---------	------------	--------	----

RTBK 60	60 x 40 cm	290 gr	25
---------	------------	--------	----

RTWK 80	80 x 80 cm	750 gr	12
---------	------------	--------	----



Einweg Bezüge für unsere Kissen und Decken

Material: PP-Vlies

Farbe: weiß oder blau

Einsatz: zum Überziehen unserer Einwegdecken- und Kissen

Eigenschaften

weich
hautfreundlich
reißfest
atmungsaktiv
mit Hotelverschluß

Artikel	Größe ca.	Innliegend	VE / Stück
---------	-----------	------------	------------

Kissenbezug

2042 W	42 x 42 cm	24 x 10 Stck	240
2042 B	42 x 42 cm	24 x 10 Stck	240
2062 W	62 x 42 cm	24 x 10 Stck	240
2062 B	62 x 42 cm	24 x 10 Stck	240

Artikel	Größe ca.	Innliegend	VE / Stück
---------	-----------	------------	------------

Deckenbezug

2095 W	195x115 cm	Einzel	100
2095 B	195x115 cm	Einzel	100



Bezüge in weiss

2042 W

2062 W

2095 W

Bezüge in blau

2042 B

2062 B

2095 B

Einweg Bezüge für die Rettungsliege

Kopfteilbezug

Material: PP-Vlies

Farbe: weiß oder blau

Einsatz: zum Schutz des Kopfteilekissen der Rettungsliege
passend für die größeren Kopfteile

Eigenschaften

weich
hautfreundlich
reißfest
atmungsaktiv
mit Rundumgummizug
mit rückseitiger Laminastion
wasserundurchlässig

Artikel	Größe ca.	Innliegend	VE / Stück
2062 WL	4 x26x10 cm	24 x 10 Stck	240
2062 BL	4 x26x10 cm	24 x 10 Stck	240



Einweg – Handschuhe AQL 1,5

Material: Nitril (synthetisches Material) , Puderfrei
Farbe: blau
Größe: S—XL

Einsatz: Rettungsdienst, Krankenhaus, OP, Pflege (MRSA-Schvutz)
Lebensmittelbereich, Reinigungsbereich

Eigenschaften

latexfrei
100 % lebensmittelecht
flexibel und sehr elastisch
hautfreundlicher als Latex
Ist bis zur Reißgrenze dicht
qualitativ besser als Vinyl oder PE

griffsicher durch texturierte Fingerkuppen
gutes Feingefühl

"

Artikel	Größe	Innliegend	VE / Stück
RTBNH-S	S	10 x 100	1000
RTBNH-M	M	10 x 100	1000
RTBNH-L	L	10 x 100	1000
RTBNH-XL	XL	10 x 100	1000



Einweg –Schutzkittel

Material: SMS-Vliesstoff

Farbe: blau

Größe: XL / XXL (2XL) / XXXL (3XL)

Einsatz: Rettungsdienst, Krankenhaus, OP, Pflege (MRSA-Schutz)
Lebensmittelbereich, Reinigungsbereich

sehr festes Material
extra lange Ärmel
elastische Bündchen im Hand und
Fußbereich
Im Rücken mit Bänder zu schliessen
guter Schutz gegen MRSA



Erfüllt die Leistungsanforderung und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen
Infektionserreger gemäß 14126.2003 und AC 2004
Schutzklasse PSA Kategorie III Typ 5 + 6 / CE -
Schutzfunktion gemäß EN 14126.2003 / AC 2004
Schutz gegen biologisch kontaminierte Flüssigkeiten und biologisch kontaminierte Stäube.
Infektionsschutz gegen Blut und Viren
EN 1073-2 ; 2002 Schutz gegen kontaminierte radioaktive Partikel Class I außer EN 863

Widerstand gegen Durchstoßen
Nicht jedoch gegen radioaktive Strahlen.
Verwendbar für Bevölkerungs- und Zivilschutz

Artikel	Größe	Verpackt	VE / Stück
RTEK-XL	XL	Einzel	75
RTEK-XXL (2XL)	2XL	Einzel	75
RTEK-XXXL (3XL)	3XL	Einzel	75

Einweg –Overall

Material: SMS-Vliesstoff
Farbe: blau
Größe: L / XL / XXXL (3XL)

Einsatz: Rettungsdienst, Krankenhaus, OP, Pflege (MRSA-Schutz)
Lebensmittelbereich, Reinigungsbereich

sehr festes Material
extra lange Ärmel
elastische Bündchen im Hand und Fußbereich
mit Kaputze und Reißverschluss
guter Schutz gegen MRSA



Erfüllt die Leistungsanforderung und Prüfverfahren für Schutzkleidung gegen Infektionserreger gemäß I 4126.2003 und AC 2004
Schutzklasse PSA Kategorie III Typ 5 + 6 / CE -
Schutzfunktion gemäß EN I 4126.2003 / AC 2004
Schutz gegen biologisch kontaminierte Flüssigkeiten und biologisch kontaminierte Stäube.
Infektionsschutz gegen Blut und Viren

EN 1073-2 ; 2002 Schutz gegen kontaminierte radioaktive Partikel Class I außer EN 863
Widerstand gegen Durchstoßen
Nicht jedoch gegen radioaktive Strahlen. / Verwendbar für Bevölkerungs- und Zivilschutz

Artikel	Größe	verpackt	VE / Stück
RTOV-L	L	Einzel	50
RTOV-XL	XL	Einzel	50
RTOV-XXXL (3XL)	3XL	Einzel	50

Einweg – Kopfhaube

Material: PP-Vliesstoff

Farbe: hellblau mit Gummi,
sehr feine Materialstärke
Latexfreier Gummizug, luftdurchlässig

Größe: unisex

Einsatz: Rettungsdienst, Krankenhaus, Lebensmittelbereich, Reinigungsbereich



Artikel	Größe	verpackt	VE / Stück
---------	-------	----------	------------

Clip-Clap	unisex	10x100	2000
-----------	--------	--------	------

Schuhüberzug



Material: CPE mit Gummi, ohne rutschhemmende Struktur auf der Unterseite

Farbe: hellblau

Größe: unisex, 15 x 41 x 0,02 cm

Artikel	Größe	verpackt	VE / Stück
---------	-------	----------	------------

Schuh-Cover	unisex	20 x 100	2.000
-------------	--------	----------	-------

Mundschutz

Material: PP-Vliesstoff , Latex und Glasfaserfrei

Farbe: hellblau, 3-Lagig , hautfreundlich, atemdurchlässig
mit Nasenbügel

Größe: 175 x 195 mm EN14683 Typ II



Artikel	Größe	verpackt	VE / Stück
---------	-------	----------	------------

Mundschutz-3 ply	unisex	40 x 50	2000
---------------------	--------	---------	------

FFP 3 Atemschutzmaske NR D ohne / mit Ventil faltbar

- Persönliche Schutzausrüstung KAT III
- Medizinprodukt der Klasse I
- Extrem niedriger Atemwiderstand sorgt für maximalen Komfort
- Durchgehende Bänder verteilen den Druck gleichmäßig
- Latexfreies Material verhindert allergische Reaktionen
- Flexibler Nasenbügel sichert einen perfekten Sitz
- Flüssigkeitsabweisendes Material erhöht den Schutz gegen wässrige Lösungen
- Hygienisch Einzelverpackungen vermeidet Kontamination vor dem Einsatz



Artikel	verpackt	VE / Stück
mit Ventil		
DA-FFP3 V	12 x 20	240
ohne Ventil		
DA-FFP3 OV	12 x 20	240

FFP 2 Atemschutzmaske NR ohne Ventil faltbar

Komfortables flaches Design ermöglicht einfache und schnelle Handhabung.

- Minimaler Atemwiderstand sorgt für maximalen Komfort.
- Latexfreies Material verhindert allergische Reaktionen.
- Flexibler Nasenbügel sichert einen perfekten Sitz.
- Flüssigkeitsabweisendes Material erhöht den Schutz gegen wässrige Lösungen.
- Hygienische Einzelverpackung vermeidet Kontamination vor dem Einsatz.
- Rundum-Bebänderung erleichtert das Auf- und Absetzen der Maske und verteilt den Druck gleichmäßig.



Artikel	verpackt	VE / Stück
ohne Ventil		
DA-FFP2 OV	12 x 20	240

FFP 2 Atemschutzmaske NR D mit Ventil / nicht faltbar Korbmaske

- größeres Ausatemventil
- geringerer Atemwiderstand durch besseres Filtermaterial
- keine Metallklammern zur Befestigung der Gummibänder
- elastischere Gummibänder gegen feste und flüssige Partikel
- mit Ausatemventil
- Einsatzlimit: bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- CE 0121 Einsatz



Artikel	verpackt	VE / Stück	Preis ab 1 VE je VE
mit Ventil AS-FFP2 V	20 x 10	200	€

Vollsichtschutzbrille

Komfortables flaches Design ermöglicht einfache und schnelle Handhabung.

Dichtschließende Schutzbrille mit großem Sichtfeld. Die integrierten Ventile ermöglichen eine indirekte Belüftung und sorgen für beschlagfreie Sicht. Das verstellbare Kopfband garantiert einen passgenauen und dichten Sitz. Diese Vollsichtschutzbrille bietet guten Schutz vor Infektionen, spritzenden Flüssigkeiten und Stäuben.



Artikel	verpackt	VE / Stück	Preis ab 1 VE je VE
DA-VSS Brille	1 x 20	20	€

Katastrophenschutz-Standard-Set

- Lagerware, sofort abrufbar.
- Alle Sets im Polybeutel
- Farbe: blau
- Besteht aus einer Einwegdecke, ca. 700 gr. , einem Einweglaken ca. 100x210 cm und einem Einwegkissen ca. 40x40 cm

Artikel	VE / Stück	Preis 1 - 14 VE	Preis ab 15 VE/Palette
		je Stück	
RTKS-Set	20		



Einwegbettwäsche-Sets / Infektionsschutz-Sets

- werden individuell nach Kundenwunsch mit unseren Waren bestückt.
Wählen Sie aus unserem Schutzproduktesortiment die benötigten Produkte aus.
- Alle Sets im Polybeutel
- Hygienisch einzeln verpackt
- Keine Rücknahme da Sonderanfertigung
- Preis auf Anfrage
- Lieferzeit auf Anfrage
- Bei fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice—wir helfen Ihnen gerne weiter.



Beispielbild